

Angebot!

Das **SmartLite Pro Endo-Resto Kit Art.-Nr. 218210** enthält alle drei Aufsätze, die durch ein einfaches Klick-System in Sekundenschnelle gewechselt werden können. Damit kommen Behandler direkt in den Genuss der vollen Indikationsbreite.

Gegenüber einem Kauf der Einzelkomponenten ist im **SmartLite Pro Endo-Resto Kit** der neue **EndoActivator Aufsatz** preislich um 50% reduziert.

SmartLite Pro Einführungspackung Art.-Nr. 203581

- 1 x SmartLite Pro Handstück
- 1 x SmartLite Pro Cure Tip
- 1 x SmartLite Pro Transillumination Tip
- 2 x SmartLite Pro Akkus
- 1 x SmartLite Pro Ladestation



SmartLite Pro EndoActivator Nachfüllpackung Art.-Nr. 217794

- 1 x EndoActivator Aufsatz
- 100 x SmartLite Pro EndoActivator Schutzgehüllen
- je 25 x SmartLite Pro EndoActivator Tips Small, Medium und Long
- 1 x Technikkarte



SmartLite Pro	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis PAVEAS Dental
Einführungspackung	203581 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	1.598,00 €	1.365,00 €
EndoActivator Nachfüllpackung <small>Auch einzeln zu kaufen, für Kunden, die die SmartLite Pro schon haben!</small>	217794 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	449,00 €	389,00 €
Endo-Resto Kit	218210 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	1.822,50 €	1.555,00 €



Dental-Union GmbH
Gutenbergring 7-9
63110 Rodgau-Nieder-Roden
www.dental-union.de

Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Dental-Union Depot.
Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter
www.dental-union.de im Bereich „Depots“.



Angebot gültig bis 30.09.2023 und solange der Vorrat reicht.
Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Die Abbildungen können hinsichtlich der Farbigkeit etc.
Abweichungen vom Original-Produkt aufweisen. Die Preise verstehen sich als unverbindliche
Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Jetzt Angebote sichern!

Eine Lampe mit mehr Köpfchen!

**Außergewöhnlich vielseitig,
zuverlässig und fortschrittlich**

Das modulare System der **SmartLite Pro®**,
mit drei austauschbaren Aufsätzen:
Polymerisations-, Transilluminations- und
NEU! EndoActivator™-Aufsatz



**Dentsply
Sirona**

SmartLite Pro® Der modulare Fast-Alles-Könner!



Polymerisationsaufsatz

geeignet für die Polymerisation von Kompositen, Adhäsiven und Befestigungszementen mit moderner Optik für verlässliche klinische Resultate.



NEU! EndoActivator™ Aufsatz

für die Aktivierung von Spüllösungen und eine schnelle wie auch effiziente Keimreduktion im Wurzelkanal im Rahmen der endodontischen Behandlung.



Transilluminationsaufsatz

hilft, approximale Karies und Frakturierungen zu erkennen und leuchtet endodontische Zugangskavitäten aus.

Das flache Design und die klinisch relevante Sondenlänge der Lampe, stellt sicher dass auch Seitenzahnrestaurationen adäquat zu erreichen sind.

Wechsel problemlos von einem zum anderen Workflow.




Die SmartLite Pro

- sorgt für verlässliche Resultate
- Aufsätze schnell zu wechseln
- intuitive Handhabung
- erhöht die Reinigungswirkung
- fördert den Erfolg der Behandlungen

NEU! SmartLite Pro EndoActivator™

SmartLite Pro EndoActivator™ bewegt sich elliptisch und in hoher Frequenz für eine effektive Aktivierung der Spüllösung. Dadurch zeigen sich mehr geöffnete Dentintubuli, die gleichzeitig für eine bessere Obturation der lateralen und akzessorischen Kanäle sorgen.¹



Dentintubuli nach Spülung mit EndoActivator™

Unbehandelt



1. 6. Kanter V, Weldon E, Nair U, et al. A quantitative and qualitative analysis of ultrasonic versus sonic endodontic systems on canal cleanliness and obturation. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2011;112(6):809-813.doi:10.1016/j.tripleo.2011.06.002

Passend zur SmartLite Pro® – SDR® flow+

SDR® flow+
Fließfähiges Bulk-Fill Komposit

Verwenden Sie SmartLite Pro zusammen mit SDR flow+ für schnellere, vollständig polymerisierte und langlebige Restaurationen. Langjähriger klinischer Erfolg!

Das Original mit über **121 Millionen Anwendungen weltweit** und erfolgreichen klinischen Langzeitdaten bewährt sich stets aufs Neue als der schnellere und einfachere Weg zu verlässlichen Klasse-I- und Klasse-II-Füllungen – und im Übrigen auch noch für viele andere Indikationen.

- Fließfähige Konsistenz und Selbstnivellierung für exzellente Kavitäten-Adaptation
- Praktische Compula für leichten intraoralen Zugang
- Stressarme Technologie und Schichtstärke bis zu 4 mm für effiziente Bulkfüllung
- Farben A1, A2 und A3 zusätzlich zur Universalfarbe
- Vielfältige Indikationen: Klasse I und II, Klasse III und V, Milchzahnfüllungen, Fissurenversiegelung, postendontische Restaurationen, Stumpfaufbau



SDR flow+ kann ohne zusätzlichen Liner in Inkrementen bis 4 mm appliziert werden. Es ist selbstnivellierend und benötigt keine Instrumentierung zur Adaptation. Dadurch verringert sich die Behandlungszeit um bis zu 40%*, was einen großen Einfluss auf die Profitabilität haben kann.

SDR flow+ Compula	Best.-Nr.	UVP	Aktionspreis
Eco-Packung Universal	128554	232,00 €	199,90 €
Nachfüllpackung Universal	128550	78,70 €	67,90 €
Nachfüllpackung A1	128552	78,70 €	67,90 €
Nachfüllpackung A2	128553	78,70 €	67,90 €
Nachfüllpackung A3	128551	78,70 €	67,90 €

* Interne Daten auf Anfrage erhältlich per email: pre@dentsplysirona.com