

VITA HANDELSINFORMATION 06/20

Erweiterung im Portfolio Verblendkeramik

VITA LUMEX® AC VITA classical A1–D4®

Basismassen OPAQUE DENTINE, DENTINE, ENAMEL 50 g

VITA LUMEX® AC VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Basismassen OPAQUE DENTINE, DENTINE 12 g/50 g; Sortiment

VITA LUMEX® AC

LEICHTIGKEIT FÜR ALLE!
DIE KERAMIK. FÜR ALL CERAMICS.

VITA LUMEX® AC

Beste Farbtreue. Exzellente Lichtdynamik. Präzise Verarbeitung.

**Was?****Wofür?****Womit?**

VITA LUMEX® AC ist ein leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem mit innovativer Materialformel für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse.

Zur Verblendung aller gängigen vollkeramischen Gerüstmaterialien (Zirkondioxid, Lithiumdisilikat- und Feldspatkeramik) sowie zur Herstellung gerüstfreier Rekonstruktionen (z. B. Veneers).

Das Portfolio umfasst GINGIVA-, OPAQUE-, OPAQUE DENTINE-, DENTINE- und ENAMEL-Massen, sowie vielfältige Effektmassen (z. B. OPAL TRANSLUCENT, FLUO INTENSE u.v.m.). Ideal abgestimmte Systemkomponenten wie Pinsel, Brenngutträger, Glasurmasse, etc.

Ihre Vorteile**Farbtreu-naturnah**

Verlässlich Zahnfarben sowie natürliches Farb- und Lichtspiel reproduzieren dank Keramikmassen mit sehr guter Farbtreue sowie exzellenter Lichtdynamik

Effizient-präzise

Verblendkeramik effizient-präzise verarbeiten dank bester Modelliereigenschaften, hervorragender Formstabilität und universeller Einsetzbarkeit für alle Gerüstkeramiken

Enorm beständig

Beständige Versorgungen herstellen dank hoher Bruchsicherheit aufgrund einer leuzitverstärkten Glaskeramikmatrix und eines verlässlichen Verbunds zum Gerüst

Zielgruppe

Gewerbliches Labor, Praxislabor

Verfügbarkeit

01.07.2020



VITA LUMEX® AC

LEICHTIGKEIT FÜR ALLE!
DIE KERAMIK. FÜR ALL CERAMICS.

Ein System für alle Gerüstkeramiken



VITA LUMEX® AC ist dank einem Wärmeausdehnungskoeffizienten der goldenen Mitte (WAK Wert ca. 8,8) ideal auf alle gängigen Gerüstkeramiken eingestellt:

- Zirkondioxid
(WAK Wert ca. 10-10,5)
- Glaskeramik
(WAK Wert Lithiumdisilikat ca. 9-10,5)
- Feldspat

Indikationsüberblick

- Voll- und Teilverblendung von Zirkondioxidgerüsten
- Teilverblendung von Lithiumdisilikat- und Feldspatkeramik
- Gerüstfreie Rekonstruktionen

Systemkomponenten

Ideal abgestimmte VITA Systemkomponenten für beste Lösungen im Verarbeitungsprozess



**LEICHTIGKEIT
FÜR
ALLE!**

VITA LUMEX[®] AC
DIE KERAMIK. FÜR ALL CERAMICS.

#VITALUMEX